

STABILO

MANCHETTES STABILO **Systeme de stabilisation**





La manchette STABILO s'adapte aux adultes et aux enfants atteints notamment d'hémiplégie. Cette manchette STABILO soulage le handicap tout en stabilisant confortablement le bras du patient.

Utilisation prévue :

- La STABILO peut être utilisée comme une manchette anti-escarre
- La manchette STABILO atténue les douleurs du patient qui reste dans la même position pendant de longues heures,
- La manchette permet de stabiliser le patient,
- Le produit est principalement adapté aux patients étant atteints d'hémiplégie,

Avertissements :

- La manchette STABILO doit être solidement fixée sur l'accoudoir du fauteuil
- Evitez les instruments tranchants qui pourraient endommager la manchette STABILO,
- Ne pas utiliser de produits nettoyant à base de solvants tels que le toluène ou encore l'acétone pour nettoyer la manchette STABILO
- Ne pas tirer sur la valve
- Ne pas gonfler la manchette au maximum
- Utilisez uniquement la pompe fournie pour gonfler la manchette STABILO
- Ne pas repasser la manchette STABILO
- La manchette est composée de microgranules, qui, en cas de déchirure, peuvent être dangereuses pour les enfants

Comment utiliser la manchette :

1. Sortez le tuyau de la pompe,
2. Visser la pompe dans la valve du coussin et gonfler jusqu'à ce que le coussin soit assez mou.
3. Commencez à façonner la manchette (poser votre avant-bras sur le coussin afin de lui donner lui la forme que vous souhaitez)
4. Continuez à gonfler la manchette jusqu'à obtenir le volume souhaité.
5. Pour modifier la forme de la manchette, dévissez le tube de la valve, et revissez la, dès que le coussin obtient la forme qui vous convient.
6. La manchette STABILO peut changer de forme en fonction du changement de température (\uparrow °C la manchette se dégonfle un peu, \downarrow °C la manchette durcit).
7. Vous pouvez donc regonfler ou dégonfler la manchette si la température change beaucoup.



La manchette STABILO

* E = Epaisseur

Measurements

cm	A	B	E*
M	25	30	4
L	25	45	7

Indications

- La coussin STABILO permet de former et reformer la manchette à l'infini et ainsi lui donner la forme souhaitée. Idéale pour les patients ayant une déformation des articulations, cette manchette permet de faire évoluer la posture de la main et de l'avant-bras

Action

- Ajusté à la forme anatomique de la main ou de l'avant-bras
- Maintient le poignet et les doigts
- La manchette est un support stable pour le bras ayant une influence directe sur le bon positionnement de la colonne vertébrale.

Utilisation

- La manchette STABILO permet de positionner et de stabiliser l'avant-bras du patient dans le cas d'hémiplégie appropriée.



Avec velcro

Montage de la manchette :

Assurez vous que la manchette soit solidement fixée sur l'accoudoir du fauteuil

Entretien et nettoyage :

- Vérifiez régulièrement l'état du produit,
- Avant le nettoyage, visser le bouchon de la valve
- Nettoyez la manchette avec une eau propre (jusqu'à 60°C) et du produit vaisselle,
- Désinfectez le produit
- Ne pas utiliser de produits nettoyant à base de solvants tels que le toluène ou encore l'acétone



Lavage :

La manchette STABILO est recouvert d'un tissu extensible en nylon pur, doux et confortable pour la peau. Le revêtement de la manchette est étanche, vous pouvez donc la laver à l'eau propre dans une baignoire ou une douche. Il est recommandé d'utiliser un produit vaisselle. Après rinçage, la manchette peut être essuyée avec une serviette en papier, ce qui facilite le séchage. Ne pas sécher la manchette en machine. Vous pouvez utiliser du produit désinfectant sur la manchette.

Pompes :

Chaque manchette est équipée d'une pompe à vide spéciale.
Utilisez uniquement la pompe fournie pour gonfler la manchette STABILO.



Garantie :

Le fabricant de la manchette STABILO vous donne une garantie de 24 mois.

La garantie ne couvre pas les dommages du coussin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre vendeur ou le fabricant directement. Le vendeur ou le fabricant doivent être informés de tous les incidents.

Belgique

N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

France

Vermeiren France S.A.

ZI d'Avelin – 5 rue d'Ennevelin
59710 AVELIN
Tel: 03 28 55 07 98
Fax: 03 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Allemagne

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Tel: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Italie

Vermeiren Italia

Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Tel: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

Espagne / Portugal

Vermeiren Iberica, S.L.

Carratera de Cartellà, Km 0,5
Sant Gregori Parc Industrial
Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 42 84 33
Fax: +34 972 40 50 54
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es

Pologne

Vermeiren Polska Sp.z o.o

ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Autriche

Vermeiren Austria GmbH

Schärdinger Strasse 4
A-4061 Pasching
Tel: +43(0)7229 64900
Fax: +43(0)7229 64900-90
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Suisse

Vermeiren Suisse S.A.

Hühnerhubelstraße 59
CH-3123 Belp
Tel: +41(0)31 818 40 95
Fax: +41(0)31 818 40 98
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

République tchèque

Vermeiren CR S.R.O.

Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
Tel: +420 596 133 923
Fax: +420 596 121 976
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

STABILO 
Manchettes STABILO –
Système de stabilisation