

VERMEIREN

Manuels d'Entretien
Béquilles



MANUEL D'ENTRETIEN

Béquilles

1. Entretien

Utilisez uniquement un produit adéquat pour le nettoyage. Dans tous les cas, le produit de nettoyage doit avoir un pH de 6 min. N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant du dissolvant. Suivez les instructions fournies avec le produit d'entretien. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide et de l'eau tiède. Évitez de nettoyer à grandes eaux. N'utilisez pas de brosse métallique ou autres ustensiles de nettoyage à arêtes vives ou pointus. S'il y a des dégâts sur la peinture, adressez-vous à votre revendeur. Un entretien régulier permet de garder votre produit en parfait état.

2. Désinfection

La désinfection ne peut être effectuée que par un spécialiste en hygiène ou par une personne formée par un tel spécialiste. Consultez votre revendeur. Lisez les instructions d'utilisation de ces produits de nettoyage. La désinfection par brossage ne peut être effectuée qu'avec les solutions de produit désinfectant et les dilutions d'utilisation reprises dans les recommandations du Robert-Koch Institut (www.rki.de).

3. Réparation / entretien / inspection

La durée de vie d'une béquille est influencée par son utilisation, son stockage, sa maintenance régulière, l'entretien et le nettoyage.

Utilisez uniquement des pièces d'origine VERMEIREN. Les réparations et les dépannages ne peuvent être effectués que par un personnel formé à cet effet. Utilisez le service après-vente de votre revendeur. Il vous aidera volontiers lors de l'entretien et de la réparation.

Avant tout déplacement, votre béquille doit faire l'objet d'une inspection. Les critères suivants sont à contrôler à cette occasion:

- Le produit doit être complet
- Ajustement de la béquille
- Cadre (déformation, stabilité statique, fixations par vis)
- **Dégâts sur la peinture (éliminer les points de rouille et retoucher la peinture) et contrôlez la corrosion ou des dommages des goupilles**

Toutes les 8 semaines :

- Tournez l'embout (extrémité en caoutchouc) d'un quart de tour. Vous retarderez ainsi l'usure d'un seul endroit

de l'embout. Vérifiez l'état de l'embout et remplacez-le au besoin.

Tout les 6 mois ou pour tout nouvel utilisateur les points suivants doivent être respectés:

- Révision générale
- Nettoyage
- Désinfection (Pour réutilisation)

4. Expédition et stockage

Respectez les instructions suivantes pour l'expédition ou le stockage des béquilles :

- Stocker uniquement dans des endroits secs (entre +5°C et +41°C).
- À une humidité relative de 30 % à 70 %.
- Utilisez suffisamment de protections ou emballages pour mettre les béquilles à l'abri de la rouille et des corps étrangers (Par exemple eau salée, air salin, sable, poussière).
- Les composants doivent être stockés sans subir de contrainte (ne placez pas de pièces trop lourdes sur les béquilles, ne les coinciez pas entre d'autres objets, etc.).

5. Garantie

Extrait des conditions générales de vente :

(...)

5. La durée de garantie est de 24 mois.

(...)

La garantie exclut les dommages liés à des modifications structurelles apportées à nos produits, à une maintenance insuffisante, à une manipulation ou un stockage déficients ou inappropriés ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine. Par ailleurs, la garantie exclut les pièces ou pièces de travail soumises à une usure naturelle.

6. Mise au rebut

Lors de la mise au rebut des béquilles, contactez votre centre de collecte local ou retournez le produit à votre distributeur. Après un nettoyage hygiénique, celui-ci peut renvoyer les béquilles et se chargera de sa mise au rebut et de son recyclage adapté, en séparant les différents matériaux entrant dans sa composition.

Les emballages peuvent être déposés dans des centres de collecte ou de recyclage ou auprès de votre distributeur.