

Fauteuils Releveurs

Ces modèles de fauteuils sont comme l'Ontario des fauteuils releveurs prévus pour la relaxation et également pour aider à se relever. La différence est que ceux-ci peuvent se mettre à une distance minimale de 100 mm d'un mur et peuvent ainsi s'incliner totalement sans devoir les déplacer.

MONTREAL

largeur: 850 mm

largeur d'assise: 485 mm

hauteur des accoudoirs: 150 mm

hauteur d'assise: 500 mm

hauteur totale: 1140 mm

longueur totale: 830 mm

profondeur d'assise: 510 mm

hauteur du dossier: 700 mm

poids: 54 kg

poids utilisateur: 150 kg



Skai



Tissu

