

# 708

e n f a n t

Fauteuil compact robuste en acier. Déport des roues arrière pour une grande stabilité. Roues arrière à démontage rapide. Fauteuil très résistant, idéal pour parc locatif.



# Caractéristiques techniques 708 enfant

largeur totale	largeur siège	largeur plié	inclinaison dossier	hauteur accoudoirs	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	pois utilisateur
500	320	310	5°	170	510	920	980	350	420	60
550	370	310	5°	170	510	920	980	350	420	60

  

pois	pente maxi en montée	pente maxi en descente	garde au sol	giration radius	roues avant	roues arrières
18	15°	15°	60	1619	200 x 50 PU	24" PU

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

## Votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous. Et non l'inverse.

Vermeiren joue depuis plus de 57 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils roulants modernes et personnalisables.

Notre principe de base est : votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Dans cette optique, nous avons créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables.

## Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le fauteuil 708 enfant répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.

## Couleurs



### VERMEIREN France Avelin

Zone Industrielle  
5, rue d'Ennevelin  
59710 Avelin  
Tél.: 03 28 55 07 98  
Fax: 03 20 90 28 89  
info@vermeiren.fr

### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
Tél.: 04.73.60.82.40  
Fax: 04.73.77.95.94

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Visitez aussi notre site: [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité