

# Lit Pratic



Pour soins à domicile à réglage électrique  
EN 1970 / A1

Potence orientable,  
livrée avec anneau  
porte-sérum.  
Se place à droite ou  
à gauche.



**EXISTE EN 2 ou 3 FONCTIONS  
BARRIERES BOIS ou METAL**

## EXCLUSIF

Les barrières sont équi-  
pées d'une barre latérale  
arrête matelas.

Cette motorisation Linak  
IP66 vous offre une progres-  
sion et un silence extrême.  
Le démontage s'effectue par  
goupille rapide.

Equipé d'origine de 4  
roulettes avec frein.



# Caractéristiques techniques Lit Pratic

largeur	longueur	position min.	position max.	inclination relève-buste	inclination relève-jambes	poids utilisateur
103	208	36	79	83°	30°	140 kg

Dimensions en cm, poids en kg

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 cm et 1,5 kg

## Confortable et pratique

Le lit Pratic est équipé d'un **relève-buste à réglage électrique**. Une simple pression sur une touche télécommandée vous permet de le redresser pour lire, regarder la télévision ou pour prendre vos repas. Le **relève-jambes** peut également être réglé en position idéale.

Ce lit à hauteur variable est équipé de **4 roues à freins séparés**, assurant sa stabilité à tout moment. Les lattes robustes sont d'un entretien facile. De plus, ce lit se monte et se démonte rapidement, sans aucun outil.


## Esthétique et facile d'entretien

-Les **panneaux de pied et de tête** de lit **harmoniseront** ce lit à hauteur variable **avec votre mobilier** d'intérieur. La couleur chaude du bois fait de ce lit un meuble élégant qui s'intègre à tous les intérieurs. Et de plus, il est **facile d'entretien**.



## Couleur

Cadre	Panneaux
Bleu C16	Bois



Livré monté d'origine sur son kit de transport.

## Options

- Frein centralisé
- Panneaux Louis-Philippe



**Certification TÜV SÜD**  
**EN 60601-1/A2:1995**  
**EN 60601-2-38/A1:2000**  
**EN 1970/A1:2005**

### VERMEIREN France Avelin

Zone Industrielle  
 5, rue d'Ennevelin  
 59710 Avelin  
 Tél.: 03 28 55 07 98  
 Fax: 03 20 90 28 89  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
 63800 Cournon D'Auvergne  
 Tél.: 04.73.60.82.40  
 Fax: 04.73.77.95.94

Visitez aussi notre site: [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)



**VERMEIREN**  
 Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Sous réserve de modifications techniques