

Eclips

FAUTEUIL MANUEL STANDARD & LÉGER

Fauteuil léger en aluminium à dossier fixe avec croisillon renforcé. Equipé de roues arrière à démontage rapide, d'accoudoirs rabattables et amovibles.



C20
bleu

C25
noir
pailleté

C29
gris

Poignées
ergonomiques



HEM2
Kit hémiplegique



T30
Kit T30 - poussette



Accoudoirs rabattables
et démontables

Palettes rabattables
et réglables en
profondeur

Roues arrière à
démontage rapide

Large choix d'accessoires et options



590		390								
620		420								
640		440								
660	300	460								
680		480								
700		500								
750		550								
			220	430-530	400-460	390-460	420-440-460	1040-1080	14,5 14,5 15 15 15,4 15,6 15,6	130