


Interval XXL

Lit pour soins à domicile
à réglage électrique

Ce lit à hauteur peut être positionné sans effort à la hauteur voulue au moyen d'un boîtier de commande très simple d'utilisation. Il vous est ainsi possible de choisir une position basse pour faciliter les transferts. En choisissant une position plus haute, les soins dont vous pourriez avoir besoin seront bien plus faciles à effectuer.



Caractéristiques techniques Interval XXL

							
largeur intérieure	largeur	longueur	position min.	position max.	inclinaison relève-buste	inclinaison relève-buste	poids
120 cm 140 cm	133 153	208 208	37 37	80,5 80,5	70° 70°	30° 30°	240 kg 240 kg

Dimensions en cm, poids en kg

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 cm et 1,5 kg

Confortable et pratique

Le lit Interval est équipé d'un relève-buste à réglage électrique. Une simple pression sur une touche télécommandée vous permet de le redresser pour lire, regarder la télévision ou pour prendre vos repas. Le relève-jambes peut également être réglé en position idéale.

Ce lit hauteur variable est équipé de 4 roues à freins séparés, assurant sa stabilité à tout moment. Les lattes souples et robustes en matière synthétique sont d'un entretien facile. De plus, ce lit se monte et se démonte rapidement, sans aucun outil.

Esthétique et facile d'entretien

Les panneaux de pied et de tête de lit harmoniseront ce lit à hauteur variable avec votre mobilier d'intérieur. La couleur chaude du bois fait de ce lit un meuble élégant qui s'entègre à tous les intérieurs. Et de plus, il est facile d'entretien.

Accessoires

- Barrières de lit en hêtre
- Potence:
peut être montée dans le coin droit ou gauche.

Un lit s'adapte à vos désirs

Vermeiren joue un rôle important dans le monde des équipements pour les soins à domicile depuis plus de 53 ans. Nous nous efforçons en permanence de vous procurer une adéquation parfaite à vos besoins spécifiques.

C'est justement pour cette raison que la conception de chaque équipement repose sur des recherches continues et sur une expérience acquise depuis de nombreuses années.

VERMEIREN France Avelin

Zone Industrielle
5, rue d'Ennevelin
59710 Avelin
Tél.: 03 28 55 07 98
Fax: 03 20 90 28 89

info@vermeiren.fr

Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
Tél.: 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.