


275



Equipé d'un panier amovible, d'un coussin mousse, plateau tiroir plexi, poignées anatomiques, siège et dossier. Modèle pliant ultra léger avec freins progressifs et position parking.



810-960

760

580

590

440

8,8


120

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg

276



Modèle avec appui antè-brachial.



1030-1150

760

580

630

440

11

120

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg