

Goliat Artro

Rollator pour
personnes lourdes



Déambulateur vertical robuste avec supports d'avant-bras. Goliat Artro a un design moderne et solide avec des supports d'avant-bras réglables en hauteur pour soulager le stress sur les mains et les poignets tout en se tenant debout. Avec un poids utilisateur maximum de 200 kg et un cadre plus large, ce déambulateur est un excellent choix pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de stabilité et de robustesse lors de la navigation. Les supports d'avant-bras offrent une position verticale pour soulager les articulations et améliorer la posture.



VERMEIREN
we care for you



Boulons extra solides pour plus de sécurité et de stabilité



Compartiment caché pour le shopping (max 5 kg)



Un siège pré-formé et solide en mousse



Porte-béquille disponible

Couleurs



rouge



argent

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN s'efforce toujours de trouver la meilleure solution disponible pour répondre à vos besoins personnels. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous aussi et en tant que tels, nous pouvons vous offrir les produits les plus récents. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le **Goliat Artro** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|----------------|
| ■ Largeur totale | 650 mm |
| ■ Hauteur totale | 1140 - 1310 mm |
| ■ Longueur totale | 750 mm |
| ■ Largeur d'assise | 470 mm |
| ■ Hauteur d'assise | 490 - 560 mm |
| ■ Profondeur siège | 410 mm |

| | |
|---|----------|
| ■ Freins standard et freins de stationnement | |
| ■ Diamètres des roues | 8" |
| ■ Poids | 12,35 kg |
| ■ Poids maximum de l'utilisateur | 200 kg |
| ■ Capacité de charge maximale du sac de rangement | 5 kg |
| ■ Information supplémentaire | CE |

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeirendreef 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.