

Sagitta

Fauteuil Actif Léger

Le Sagitta est un fauteuil roulant moderne et actif qui peut être entièrement personnalisé. Les accoudoirs, les supports de jambes et les dimensions réglables sont inclus.



VERMEIREN
we care for you

Léger

Le Sagitta est un fauteuil actif léger au châssis fixe lui assurant une rigidité maximale. Ultra-léger avec son poids complet à partir de 9,5kg et un châssis à partir de 7,05kg. Son poids combiné son dossier rabattable sur toutes les versions lui permet d'être transporté facilement.

Couleurs



Caractéristiques



Dossier inclinable en continu et sans outils de -7° à +7° (sur le châssis SI)



Assise inclinable de 0° à 10° (sur le châssis SI)



Carrossage possible de 0° à 8° à la commande



Freins standard

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	550 - 780 mm
■ Hauteur totale	720 mm
■ Longueur totale	755 - 855 mm
■ Largeur pliée	--- mm
■ Largeur d'assise	360 - 460 mm
■ Hauteur accoudoirs	90 mm

■ Hauteur d'assise	470 - 520 mm
■ Hauteur dossier	230 - 430 mm
■ Profondeur siège	330 - 380 - 420 mm
■ Poids	11,7 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	100 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.



Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulant sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques. Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Sagitta** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.