

Bobby EVO

Chaise de transfert légère et pliable



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

Pour plus de mobilité



Information technique **Bobby EVO**



largeur
totale



largeur
d'assise



hauteur
accoudoirs



hauteur
d'assise



hauteur
dossier



hauteur
repose-jambes



profondeur
d'assise



longueur
totale



poids



poids
utilisateur

490

420

200

490

440

390-420

420

1010

9,60

115

550

480

200

490

440

390-420

420

1010

10

115

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°.

Compact et pliable

Bobby EVO est le fauteuil de transfert idéal, compact et pliable. Léger et facile à plier en quelques secondes.

- Repose-bras repliables
- Deux freins manuels
- Freins pour l'accompagnateur
- Repose-bras moussés
- Repose-pieds réglables
- Bandes réglables au talon

En vacances, à l'aéroport ou à l'hôpital; Passer du point A au point B est facile avec le **Bobby EVO**.



S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique
Tél.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



VERMEIREN
Pour plus de mobilité