

Four-Light

R O L L A T O R



Largeur	660 mm
Longueur (déplié)	750 mm
Largeur d'assise	450 mm
Hauteur d'assise	550 mm
Frein	Frein multifonction
Max. inclinaison	(avant) 15° (en arrière et latérale) 10°
Poids	8 kg
Panier compris	8,45 kg
Poids maxi utilisateur	130 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	avant Ø 200 mm x 35 mm arrière Ø 175 mm x 35 mm
Couleur	gris carbone - orange - blanc

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.
Tolérance de mesure +/- 15 mm / 1,5 kg



S.A. Vermeiren S.A. - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - Belgique

Tél.: 00 32 (0)3 620 20 20 - Fax: 00 32 (0)3 666 48 94 - info@vermeiren.be - website: www.vermeiren.be