

# Ivy



Fonctionnelle et robuste, cette poignée pour baignoire apporte facilité et sécurité.

Ivy est facile et rapide à installer notamment grâce à son système de fixation ajustable.

largeur: 180 mm

profondeur: 230 mm

hauteur: 480 mm

ajustement du système de fixation: 60 - 115 mm

poids: 1,6 kg

poids utilisateur: 130 kg

# Paris



Siège de bain pivotant à 360° pour faciliter l'utilisation et les transferts. S'adapte à la plupart des baignoires du marché grâce à son système de fixation. Supports et poignées antidérapants.

largeur: 721 mm

profondeur: 515 mm

hauteur: 560 mm

profondeur siège: 370 mm

largeur siège: 410 mm

poids: 6,65 kg

poids utilisateur: 130 kg