

Caractéristiques techniques Forest 3

2x12V-50Ah 2x12V-80Ah	2x350W	6 km/h 10 km/h 14 km/h	50km 42km 37km	9°	100	1320



595 610 650	400 450 500	242-350 242-350 242-350	430-480 (mentionner à ordre)	420-520 420-520 420-520	630 630 630	271-391 271-391 271-391	1120 1120 1120	139 139 139	130 130 130

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Options



Cela représente une petite partie des options possibles. Contactez votre délégué afin de connaître les différentes possibilités.

Coloris

La Forest 3 est proposée en différentes teintes de couleur, aussi bien mat que brillantes.



Forest 3

Pur plaisir de conduire



S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



Information pour les malvoyants est disponible sur demande. - E.R.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 06/2019

Sous réserve de modifications techniques



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

Pour plus de mobilité



Compact, betrouwbaar en krachtig

Le FOREST 3 est le compagnon parfait des utilisateurs exigeant un fauteuil compact pour l'intérieur, et performant en extérieur.

Franchissement, Confort et Adaptabilité sont les mots qui caractérisent le mieux l'expérience de conduite FOREST 3.

Franchissement & performance

1 Palonnier avant articulé permettant de garder les 4 roues au sol malgré des dénivelés allant jusque 10 cm tout en ayant une tenue de route irréprochable.

2 Garde au sol de 7,4 cm

3 Amortisseurs arrières, réglables



4 Moteurs puissants de 350 W pour la version 10 km/h, 14 km/h et 6 km/h

Batteries d'origine de **80 A/h** pour la version 10 ou 14 km/h et **50 A/h batteries** pour la version 6 km/h.



Son palonnier avant articulé offre un débattement de 10 cm permettant de franchir et absorber les dénivelés des chemins accidentés. L'option correcteur de trajectoire **V-STAB technology** apporte facilité et précision dans les déplacements en extérieur. L'utilisateur appréciera le confort inégalé du FOREST 3 grâce aux coussins d'assise et de dossier post-formés permettant maintien et confort.



Confort

- 1 Coussins d'assise et de dossier** post-formés pour un maintien et un confort optimum.
- 2 Bascule électrique** de l'assise et du dossier.
- 3 Palonnier avant articulé** et système d'amortisseurs permettant d'absorber les chocs pour plus de confort.

Adaptabilité

- 1 Accoudoirs** escamotables et réglables en hauteur, en largeur, en profondeur, et en angle. **NOUVEAU** système ingénieux de verrouillage par une manette simple et ergonomique, avec système de mémorisation de position.



- 2 Manchettes inclinables** réglables en hauteur et en profondeur.
- 3 NOUVEAU pantographe** offrant un boîtier de commande escamotable intérieur extérieur de manière simple et efficace.
- 4 Assise réglable** en profondeur par coulissement du dossier.