

9062 XXL

LES GRANDES TAILLES

Chaise XXL avec une largeur d'assise de 60 mm et poids utilisateur de 175 kg.



C11
noir

Poids maxi utilisateur
175 kg



Seau avec poignée



780 600 510 540 400 15 175

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Pratic XXL



Version barrières en métal



Poids maxi utilisateur
270 kg


Le lit **Pratic XXL** 3 fonctions à réglage électrique existe en largeur 1200 ou 1400 mm.

Il est équipé d'un châssis blanc et d'un sommier à grilles. Le relèvement-jambes apporte une plicature au niveau des genoux, vous pouvez ensuite utiliser manuellement la partie relèvement-jambes par une double crémaillère.

Poids supporté : 270 kg.



Livré monté sur son kit de transport.
Quelques minutes suffisent pour installer votre lit où vous le désirez.



1200x2000 1330 1530 2080 430 830 - 30° 70° 16° 270

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

PRATIC - 9062 XXL

