

V300 XXL

LES GRANDES TAILLES

Ce fauteuil à double croisillon peut supporter un poids allant jusqu'à 170 kg.

170 KG



C59
champagne

C80
bleu



Barre de poussée

- Assise et dossier réglables en tension
- Coussin d'assise et dossier en Nylon noir

Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et l'extérieur


Angle de repose-pieds ajustable

Roues arrière à démontage rapide

Double croisillon pour plus de résistance

V300 XXL

Large choix d'accessoires et options



740
770
810

350

530
590
650

220-240

440-530

400

840-930

490-510-530

1085

21

170

