

2030



gris-vert

Le lit 2030 est un lit électrique en quatre pièces qui peut être entièrement démonté. Réglages haut et bas avec fonction Anti-Trendelenburg. Réglage de la plicature des jambes.



Toutes les fonctions sont paramétrables depuis la télécommande et peuvent être verrouillées.

En option: extension de 100 mm disponible.




Anti-trendelenburg



Position haute



Télécommande avec fonctions verrouillables



900x1900x120
(option
900x1950x120)
max. 20 kg

1075

2152

350

750

oui

28°

78°

20°

135

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°