



Coraille

Grandes roues pour confort optimal aussi à l'extérieur.

Coraille est une chaise gériatrique fournie d'un coussin épais qui garantit le confort de l'utilisateur. La sécurité de l'utilisateur est la priorité n°1; la chaise a un sangle 5-point d'origine pour que l'utilisateur soit bien bouclé.



VERMEIREN
we care for you

Design

L'appui-tête rembourré offre un support parfait. Le support palette repose-pieds à ressort permet que monter et descendre est facilité. Coraille peut être réglé en hauteur. Il a de grandes roues arrières qui sont freinés avec un frein à tambour accessible au pied. Ce sont les plus grandes différences avec le fauteuil gérontique Altitude. En plus, les grandes roues arrières facilitent des tranferts à l'extérieur.

Couleurs



Des produits conçus pour vous

VERMEIREN s'efforce toujours de trouver la meilleure solution disponible pour répondre à vos besoins personnels. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous aussi et en tant que tels, nous pouvons vous offrir les produits les plus récents. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le **Coraille** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.



Option B52
Porte sérum



Option B10
Repose-pied central



Table en bois amovible



Les housses
sont amovibles

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	710 mm
■ Longueur totale	1090 mm
■ Hauteur totale	1290 - 1315 - 1340 mm
■ Angle du plan d'assise	0° - 40°
■ Largeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 480 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	235 / 255 / 275 mm

■ Hauteur d'assise	465 - 490 - 515 mm
■ Hauteur dossier	792 / 812 / 832 mm
■ Profondeur d'assise	440 / 460 / 480 mm
■ Poids	39 kg
■ Poids d'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

SA VERMEIREN sa

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

VERMEIREN
we care for you