

# Assises de bain

GAMME EASY LIFE

poids  
**150 KG**  
utilisateur



blanc

de  
800  
à  
910 mm

de  
450  
à  
580 mm

610 mm

830 mm

## Kate

Les bancs de transfert Kate vous faciliteront le transfert d'un fauteuil vers votre baignoire.

Comme tous les produits de la gamme, ils sont équipés d'une surface antidérapante. La poignée se monte à droite ou à gauche du banc selon votre besoin.

## Vera

Planche de transfert de bain avec plateau rotatif.

poids  
**130 KG**  
utilisateur

175 mm

354 mm

728 mm

## Magda ALU

Siège de bain pivotant à 360°

Un fauteuil de bain pivotant (360°) pour faciliter les transferts. Un système de montage universel et un siège antidérapant pour offrir sécurité et stabilité.

poids  
**130 KG**  
utilisateur

530 mm

440 mm

535 mm

735 - 785 mm

## Paris

Siège de bain pivotant à 360° pour faciliter l'utilisation et les transferts. S'adapte à la plupart des baignoires du marché grâce à son système de fixation. Supports et poignées antidérapants.

poids  
**130 KG**  
utilisateur

410 mm

515 mm

721 mm