

Caractéristiques techniques Sagitta

largeur totale	longueur totale	largeur d'assise	profondeur d'assise	hauteur dossier	inclinaison dossier	roues avant	hauteur sol-siège	carrossage	pois	pois supporté
550-680	550	360	320	230-280	+7% à -7%	3"	480 (sans coussin)	0°	à partir de 9,5kg	100
570-690	600	380	370	280-330		4"	520 (avec coussin)	2°		
590-710	650	400	420	330-380		5"		4°		
610-730		420	440	380-430		6°				
630-750		440				8°				
650-770		460								

Dimensions en mm, poids en kg

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : ±15 mm et ±1,5 kg

Les Options



Poignées de poussée standard



Poignées de poussée réglables en hauteur



Paire de roulettes anti-bascule B78



Protection rayons B85 (transparent)



Protection rayons avec logo Sagitta B85



Roues de voyage B86

Les Indispensables (coussins Gel confort)



V10

Enveloppe protectrice pour potence



V12
V14

Enveloppe protectrice pour tube 6" - 8"



V36

Coussinet adhésif ovoïde



V30

Coussinet adhésif ovale 80 x 100mm



V32

Coussinet adhésif ovale 100 x 200mm

S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeirensplein 1/15
B-2920 Kalmthout
Belgique
Tél.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94
info@vermeiren.be

Visitez aussi notre site: www.vermeiren.be



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Sous réserve de modifications techniques

SAGITTA

de la facilité pour un esprit libre...

E.R. - N.V. Vermeiren N.V., Vermeirensplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 04/2010



Roues avant



3"

4"

5"

Freins



Freins sport
(freins à ciseaux)

Freins standard
à pousser

Coussin siège



Coussin B23



Châssis avant rétréci



Châssis avant en V

Roues arrières

22" x 1



Mains courantes
en alu anodisé

24" x 1



Mains courantes
en alu anodisé

24" x 1



Octopus rayons droits.
Mains courantes en
alu anodisé

24" x 1



Mains courantes
recouvertes de gel
(uniquement sur roues 24")

Carrossage



Carrossage roues
arrières au choix
0°, 2°, 4°, 6°, 8°

Accoudoirs



Protège-vêtements
avec garde-boue
amovible



Protège-vêtements

Repose-pieds



Monobloc tube
standard




Monobloc tube
standard avec
plaque alu vissée



Plaque alu vissée
(modèle enfant)

Revêtement



Nylon Cordura

Coloris



C55

Inox



C52

Or



C53

Orange



C54

Vert



C56

Bleu Sagitta



C20

C20 Bleu



Toiles d'assise et
dossier réglables
en tension

