

# Twin-light

R O L L A T O R



largeur totale	570 mm
profondeur siège	200 mm
largeur siège	390 mm
hauteur siège	540 mm
hauteur totale	760 - 950 mm
longueur totale	570 mm
poids totale	3 kg
poids utilisateur max.	130 kg
roues	113 mm
couleur	gris carbone

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

**S.A. Vermeiren S.A.** - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - Belgique

Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - info@vermeiren.be - website: www.vermeiren.com



## Pour plus de mobilité