


# Altitude

Confort et sécurité



Option **B52**  
Porte sérum



Option palettes séparées  
**B06** (sur demande  
à la commande)

Appui-tête rembourré  
et détachable



**378** - Table disponible

Sangles 5 points  
d'origine

**B12** - Tablette rabattable très facilement,  
réglable en profondeur (pour fauteuils  
taille 380 à 480 mm), montée avec  
système à démontage rapide.  
Celle-ci reste toujours à l'horizontale  
quelque soit l'inclinaison de la coquille.

Palette repose-pieds mono-bloc  
montée sur un ressort afin de  
pouvoir rester debout sur cette  
palette lors d'un transfert.

Quatre roues direction-  
nelles avec freins séparés



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## Pour plus de mobilité

# Caractéristiques techniques **Altitude**



largeur totale

720



largeur siège

385  
405  
425  
445  
485



hauteur accoudoirs

235/255/275



hauteur siège

465/490/515



hauteur totale

1295  
1320  
1345



hauteur dossier

792/812/832



inclinaison siège

0°/40°



profondeur siège

440/460/480



longueur totale

1090-1640



poids

33,9



poids utilisateur

120

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg



Les housses sont complètement amovibles

## Nouveau modèle

Le siège coquille sera fourni avec un coussin d'assise de 80mm d'épaisseur de série. Les hauteurs de dossiers et d'accoudoirs dépendent de l'épaisseur du coussin (60-80-100mm). La structure en acier de diamètre 32 mm et peinture époxy, lui assure une grande rigidité et une haute résistance aux agressions chimiques et mécaniques extérieures.

- Le dossier est 3 cm plus haut pour offrir un meilleur soutien, notamment aux utilisateurs de grande taille.

- La forme du repose-jambes est adaptée pour donner plus d'espace aux jambes

- Pour faciliter le nettoyage, toutes les housses sont amovibles



Inclinaison du siège de 0° à 40°

## Couleurs



**dartex**  
orange



**dartex**  
vert



**dartex**  
prune



**dartex**  
praline

## Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le fauteuil Altitude répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.

## S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité