

Fauteuil Repos

NORMANDIE

Dossier inclinable/repose-jambes

largeur: 660 mm

longueur: 750 mm

hauteur: 1200 mm

hauteur dossier: 780 mm

largeur d'assise: 540 mm

hauteur d'assise: 510 mm

poids: 26 kg

poids utilisateur: 130 kg



Pour un confort optimum à domicile ou en foyer, les fauteuils de repos sont disponibles dans plusieurs configurations, et une large gamme d'options vous est proposée. Porte-Sérum, appui-tête, tablette, manchettes de prélèvement...

Faites votre propre choix parmi ces coloris et options disponibles.

NORMANDIE XXL

Dossier inclinable/repose-jambes

largeur: 890 mm

longueur: 750 mm

hauteur: 1200 mm

hauteur dossier: 780 mm

largeur d'assise: 740 mm

hauteur d'assise: 510 mm

poids: 38 kg

poids utilisateur: 350 kg



LANGUEDOC

Dossier inclinable

largeur: 660 mm

longueur: 750 mm

hauteur: 1200 mm

hauteur dossier: 780 mm

largeur d'assise: 540 mm

hauteur d'assise: 510 mm

poids: 20 kg

poids utilisateur: 130 kg



PROVENCE

Dossier fixe

largeur: 660 mm

longueur: 750 mm

hauteur: 1200 mm

hauteur dossier: 780 mm

largeur d'assise: 540 mm

hauteur d'assise: 510 mm

poids: 19 kg

poids utilisateur: 130 kg

