

262

BÉQUILLE QUADRIPODE 'COUDIÈRE'

largeur totale	225 mm
profondeur	328 mm
hauteur totale	945 - 1018 mm
hauteur minimale poignée	945 mm
hauteur maximale poignée	1018 mm
longueur poignée	115 mm
poids maxi utilisateur	100 kg
poids	1,65 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques.



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Pour plus de mobilité