

Quava

R O L L A T O R

largeur totale	655 mm
profondeur siège	225 mm
largeur siège	450 mm
hauteur siège	540 mm
hauteur totale	830 - 955 mm
longueur totale	710 mm
poids total	7,05 kg
poids utilisateur max.	136 kg
roues (avant/arrière)	200 x 35 mm
couleurs	rouge - gris carbone

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

S.A. Vermeiren S.A. - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - Belgique

Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - info@vermeiren.be - website: www.vermeiren.com



Pour plus de mobilité