



# V500 Light

NOTRE FAUTEUIL STANDARD

**LE + LÉGER**



**VERMEIREN**  
we care for you



## Notre plus léger

Plus léger que le V500 le V500 light est le fauteuil le plus léger de sa gamme.

Pour un usage temporaire ou permanent, il accompagne son utilisateur pour plus d'autonomie dans sa vie quotidienne ou encore dans les transports.

## Ultra-confortable

Le V500 Light dispose d'une large gamme d'options et d'accessoires afin d'adapter au maximum le fauteuil aux besoins de son utilisateur.



Accoudoirs légers amovibles



Repose-pieds escamotables vers l'intérieur et l'extérieur et amovibles



Freins avec poignée longue et rabattable, idéal pour les transferts



Pliage compact facile pour le transport ou le stockage



### Existe en version V500 Light 30°

- dossier inclinable par vérins
- dossier inclinable et rabattable par crémaillères



Hauteur d'assise réglable (sur 4 positions)

Profondeur d'assise réglable de 42 à 48 cm



Dossier et poignées de poussée ajustables en hauteur



Angle d'assise ajustable 0-10°



Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur



# V500 Light

## Coloris disponibles



## + d'infos



## Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Le **V500 Light** propose une large gamme d'options et d'accessoires. Retrouvez la liste complète sur nos bons de commande disponibles sur [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)

## Caractéristiques techniques

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| ■ Largeur totale     | 590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm |
| ■ Hauteur totale     | 860 - 920 mm                         |
| ■ Longueur totale    | 975 - 1035 mm                        |
| ■ Largeur pliée      | 310 mm                               |
| ■ Largeur d'assise   | 390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm |
| ■ Hauteur accoudoirs | 150 - 210 mm                         |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ■ Hauteur d'assise               | 470 - 530 mm                   |
| ■ Hauteur dossier                | 400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm |
| ■ Profondeur siège               | 420 - 480 mm                   |
| ■ Poids                          | 14,85* kg                      |
| ■ Poids maximum de l'utilisateur | 130 kg                         |
| ■ Information additionnelle      |                                |

\*configuration art. 4041882

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

## VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

