

# 376

## Table de lit

**La table de lit 376 est ajustable en hauteur, peut être inclinée et dispose de roulettes pour être déplacée facilement.**

Idéale pour le maintien à domicile ou en collectivité, elle peut être utilisée avec un lit ou un fauteuil. Le châssis est recouvert de peinture epoxy résistante et le grand plateau de la table peut être incliné et verrouillé, idéal pour la lecture ! Le petit plateau fixe pourra quant à lui être utilisé pour poser des boissons, de la nourriture ou un appareil sans risquer de le faire tomber.

Longueur totale	920 mm
Largeur totale	470 mm
Hauteur Ajustable	610 mm - 950 mm
Hauteur de châssis	110 mm
Largeur du plateau	765 mm x 410 mm
Poids total	9,4 kg
Poids max. supporté	15 kg
Roulettes	ø 50 mm
Couleur(s)	Châssis : gris - table oxide Châssis : beige - table beech

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques



**VERMEIREN France Phalempin** - Rue de l'Empire - 59133 Phalempin - Tel.: 03 28 55 07 98 - Fax: 03 20 90 28 89

**VERMEIREN France Cournon** - 11 rue des Acilloux - 63800 Cournon d'Auvergne - Tel.: 04 73 60 82 40 - Fax: 04 73 77 95 94  
info@vermeiren.fr - Visitez également notre site Internet: [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## Pour plus de mobilité