



V-Drive

Aide électrique pour votre chaise roulante manuelle

V-drive est très simple d'utilisation et apporte un grand confort à la tierce personne pour le passage des inégalités de terrains ou pour monter les pentes.



VERMEIREN
we care for you

Confort

Le V-Drive rend les déplacements en fauteuil roulant très simples. En effet, l'accompagnateur se laisse guider par le V-Drive, pour qui monter des pentes ou passer des inégalités de terrain ne posent aucun problème. La vitesse est réglable et progressive. Le V-Drive vous simplifie et vous rend le déplacement agréable d'une personne en fauteuil roulant.

Il existe 2 versions:

VERSION STANDARD

Poids max. de l'utilisateur 135 kg
(fauteuil inclus)

VERSION H.D.

Poids max. de l'utilisateur 200 kg
(fauteuil inclus)



Le réglage en hauteur permet au moteur d'être positionné horizontalement.

Caractéristiques techniques

■ Largeur d'assise	390 - 480 mm
■ Vitesse	6 km/h
■ Rayon d'action	16 km
■ Batteries / Puissance	2 x 12V 12 Ah - 150 W
■ Poids	19 kg**
■ Poids maximum de l'utilisateur	135 kg*

■ Largeur d'assise	500 - 600 mm
■ Vitesse	6 km/h
■ Rayon d'action	16 km
■ Batteries / Puissance	2 x 12V 12 Ah - 200 W
■ Poids	23 kg**
■ Poids maximum de l'utilisateur	200 kg*

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.
* fauteuil inclus **batteries incluses

Montage - Démontage

Facile à monter, la commande s'installe au choix à gauche ou à droite. Le démontage du V-Drive est spécialement prévu pour le transport en voiture. Celui-ci s'opère en quelques secondes, après avoir déconnecté les batteries et le système de propulsion.

De plus, si vous ne souhaitez pas utiliser le V-Drive, une sangle est prévue sur le système, qu'il vous suffit d'attacher à la poignée du fauteuil.

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **V-Drive** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

