



Le fauteuil releveur Ontario vous offre dans un premier temps un confort optimal pour vous relaxer grâce à son relève-jambes et vous permet également de vous aider à passer de la position assise à la position debout sans le moindre effort. Ontario II (la version 2 moteurs) vous permet d'avoir une indépendance totale entre le dossier et le relève-jambes. Vous pouvez ainsi utiliser le relève-jambes sans incliner le dossier, et vis versa.



Skai

Tissu



ONTARIO I ONTARIO II

largeur:	800 mm	845 mm
largeur d'assise:	465 mm	480 mm
hauteur des accoudoirs:	150 mm	140 mm
hauteur d'assise:	500 mm	500 mm
hauteur totale:	1160 mm	1145 mm
longueur totale:	840 mm	960 mm
profondeur d'assise:	450 mm	530 mm
hauteur du dossier:	695 mm	670 mm
poids:	49,6 kg	53,3 kg
poids utilisateur:	150 kg	150 kg

