

VENUS 4 Sport

PNEUS GONFLABLES

Démontable
en 4 parties

Guidon
anatomique et
éclairage LED

Accoudoirs réglables,
rabattables et amovibles

Siège pliant
et rotatif

Guidon
réglable

Batterie amovible

Pare-chocs

Pneus gonflables pour
une conduite plus
confortable



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.

Pour plus de mobilité

Caractéristiques techniques Venus 4 SPORT AIR



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| 6 | 16 | 6°/10% | 50 | 2470 | | rouge | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 900 | 1060 | 220 x 80 AIR/4 | 500-550 | 56,3 | 115 | 2 x 12V / 20 Ah | 270 W |

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm, 1,5 kg et 1,5°. Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes. Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%).

Confort

Le Venus 4 Sport air est un scooter à quatre roues pour une utilisation intérieure et extérieure. Le **guidon anatomique** et les **pneus gonflables** procurent un plaisir de conduite supplémentaire. Comme le Venus 4 Sport classique, ce scooter est également entièrement réglable. Démontable en 4 parties sans outils.

Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le scooter Venus 4 Sport Air répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.



VERMEIREN France Avelin

Rue de l'Empire
59133 Phalempin

Tél.: 03 28 55 07 98

Fax: 03 20 90 28 89

info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne

Tél.: 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Sous réserve de modifications techniques