

Streeter

Accélérateurs de progrès



Caractéristiques techniques Streeter

Rouge (S)	46-57	74	20	53	34	4,7	50
Beige (M)	47-60	90	17	55	36	5	65
Vert (L)	60-73	96	21	59	40	5,7	80
Bleu (XL)	72-90	102	21	63	43	6,4	90

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 cm et 1,5 kg

Streeter.. Accélérateur de progrès

Le Streeter Vermeiren a été développé pour faciliter l'apprentissage et le réapprentissage de la marche. Le système de roues anti-retour empêche le recul du Streeter et encourage l'utilisateur à aller de l'avant. Ce système est réversible et peut donc être adapté en marche avant ou marche arrière. Le cadre alu peut se plier entièrement pour faciliter le transport et le rangement. 4 coloris différents pour 4 tailles différentes.

Un produit s'adapte à vos désirs

Vermeiren joue un rôle important dans le monde des équipements pour les soins à domicile depuis plus de 53 ans. Nous nous efforçons en permanence de vous procurer une adéquation parfaite à vos besoins spécifiques.

C'est justement pour cette raison que la conception de chaque équipement repose sur des recherches continues et sur une expérience acquise depuis de nombreuses années.

Comment choisir mon Streeter

A chacun son Streeter :
Rouge (S) - Beige (M) - Vert (L) - Bleu (XL)

Il vous suffit de choisir le Streeter dont la hauteur des poignées arrive à la hauteur du fessier de l'utilisateur. Chaque Streeter est réglable en hauteur pour une parfaite utilisation.



S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



VERMEIREN
Pour plus de mobilité