

Bobby

Fauteuil de transfert

Bobby est votre fauteuil de transfert idéal,
léger, pliable en quelques secondes, compact.



VERMEIREN
we care for you

Fauteuil de transfert léger et pliant

Bobby est votre fauteuil de transfert idéal, léger, pliable en quelques secondes, compact.

- Pliant
- Deux freins manuels
- Accoudoirs rembourrés
- Angle de repose-pieds ajustable
- Cale-talons ajustables

Que ce soit en voyage, à l'hôpital ou dans un aéroport, pour un transfert d'un point A à un point B, le fauteuil Bobby est facile à plier, entreposer, et demande peu d'entretien.



Dossier pliant avec pochette de rangement



Pédale inférieure pour incliner le fauteuil



Freins avec position parking pour l'utilisateur et la tierce-personne



Pliable pour un transport facile

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Bobby** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	575 / 635 mm
■ Hauteur totale	940 mm
■ Longueur totale	950 mm
■ Largeur pliée	270 mm
■ Largeur d'assise	420 / 480 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 mm

■ Hauteur d'assise	500 mm
■ Hauteur dossier	380 mm
■ Profondeur siège	420 mm
■ Poids	12,2 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	115 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

SA VERMEIREN sa

Vermeireplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

VERMEIREN
we care for you