

rollators & cadres de marche



Four-Light

Largeur	660 mm
Longueur (déplié)	750 mm
Largeur d'assise	450 mm
Hauteur d'assise	550 mm
Profondeur du siège	250 mm
Hauteur poignées	870 - 990 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	8,45 kg
Poids maxi utilisateur	130 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	200x35 - 175x35 mm
Couleur	gris carbone



Quava

Largeur	655 mm
Longueur (déplié)	710 mm
Longueur (plié)	910 mm
Largeur d'assise	450 mm
Hauteur d'assise	540 mm
Profondeur du siège	225 mm
Hauteur poignées	830 - 955 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	7,7 kg
Poids maxi utilisateur	136 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	200x35 mm
Couleur	rouge / gris carbone



Quadri-Light

Largeur	650 mm
Longueur (déplié)	700 mm
Largeur d'assise	450 mm
Hauteur d'assise	610 mm
Profondeur du siège	200 mm
Hauteur poignées	805 - 930 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	7,25 kg
Poids maxi utilisateur	130 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	200x40 - 178x40 mm
Couleur	rouge / argent



Eco-Light II

Largeur	600 mm
Longueur (déplié)	760 mm
Largeur d'assise	410 mm
Hauteur d'assise	550 mm
Profondeur du siège	340 mm
Hauteur poignées	820 - 950 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	7,6 kg
Poids maxi utilisateur	120 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	200 mm
Couleur	champagne



ECO-Plus

Largeur	610 mm
Longueur (déplié)	680 - 795 mm
Largeur d'assise	360 mm
Hauteur d'assise	555 - 625 mm
Profondeur du siège	360 mm
Hauteur poignées	845 - 1020 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	7,2 kg
Poids maxi utilisateur	136 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	200x35 mm
Couleur	gris argent anodisé / bleu



286i

Largeur	600 mm
Longueur (déplié)	680 mm
Largeur d'assise	420 mm
Hauteur d'assise	560 mm
Profondeur du siège	160 mm
Hauteur poignées	780 - 990 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	9,85 kg
Poids maxi utilisateur	130 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	190x45 mm
Couleur	bleu / gris carbone



286B

Largeur	605 mm
Longueur (déplié)	645 mm
Largeur d'assise	400 mm
Hauteur d'assise	610 mm
Profondeur du siège	160 mm
Hauteur poignées	770 - 1010 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	9,5 kg
Poids maxi utilisateur	130 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	190x47 mm
Couleur	gris carbone



Goliat

Largeur	650 mm
Longueur (déplié)	750 mm
Largeur d'assise	550 mm
Hauteur d'assise	490 - 560 mm
Profondeur du siège	410 mm
Hauteur poignées	830 - 1020 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	10,7 kg
Poids maxi utilisateur	200 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	8"
Couleur	rouge / argent

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes. Sous réserve de modifications techniques. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg.



rollators & cadres de marche



276

Largeur	630 mm
Longueur (déplié)	750 mm
Largeur d'assise	440 mm
Hauteur d'assise	570 mm
Profondeur du siège	210 mm
Hauteur poignées	1030 - 1150 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	11 kg
Poids maxi utilisateur	120 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	8"x1 1/4"
Couleur	gris



201 Delta

Largeur	680 mm
Longueur (déplié)	576 mm
Longueur pliée	610 mm
Largeur pliée	270 mm
Hauteur poignées	820 - 920 mm
Ruimte tussen duwhandvatten	230 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	5,8 kg
Poids maxi utilisateur	125 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	190 mm
Couleur	gris



250

Largeur	480 mm
Longueur (déplié)	550 mm
Largeur d'assise	400 mm
Hauteur d'assise	620 mm
Profondeur du siège	200 mm
Hauteur poignées	715 - 915 mm
Poids	6,5 kg
Poids maxi utilisateur	100 kg
Roues	130 mm
Couleur	gris carbone



251

Largeur	485 mm
Longueur (déplié)	570 mm
Largeur d'assise	400 mm
Hauteur d'assise	600 mm
Profondeur du siège	200 mm
Hauteur poignées	820 - 1060 mm
Poids	5,3 kg
Poids maxi utilisateur	90 kg
Roues	130 mm
Couleur	gris



253

Largeur	560 mm
Longueur (déplié)	670 mm
Longueur (plié)	185 mm
Largeur d'assise	415 mm
Hauteur d'assise	530 mm
Profondeur du siège	250 mm
Hauteur poignées	795 - 915 mm
Poids	4,6 kg
Poids maxi utilisateur	130 kg
Roues	145x25 mm
Couleur	gris



Cadeo

Largeur	625 mm
Longueur (déplié)	640 mm
Largeur d'assise	350 mm
Hauteur d'assise	540 mm
Profondeur du siège	300 mm
Hauteur poignées	810 - 895 mm
Poids	4,6 kg
Poids maxi utilisateur	100 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	110 mm
Couleur	bleu

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes. Sous réserve de modifications techniques. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg.

