

# D100

l e g è r e

Poignées ajustables  
en hauteur

hauteur de siège  
réglable en 3 positions

- Accoudoirs amovibles et rabattables
- manchettes d'accoudoirs:  
ajustables en hauteur

Répose-jambes  
amovibles et  
rabattables

Roues avec axe à  
démontage rapide

catadioptrés latéraux  
pour une meilleure  
visibilité

Répose-pieds réglables



# Caractéristiques techniques D100

largeur totale	largeur siège	plié	inclinaison dossier	hauteur accoudoirs	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	poils utilisateur
560	380	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
580	400	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
600	420	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
620	440	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
640	460	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
660	480	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
680	500	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
700	520	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130

  

poils	pente maxi en montée	pente maxi en descente	garde au sol	giration	roues avant	roues arrières
18	12°	16°	60	1500	200 PU	22" - 24" PU

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

## Votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous . Et non l'inverse.

Vermeiren joue depuis plus de 55 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils roulants modernes et personnalisables. Notre principe de base est : votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Dans cette optique, nous avons créé une vaste gamme d'accessoires interchangeable.

## Votre garantie de qualité.

Sur le plan de la qualité, le fauteuil **V300** répond aux normes les plus rigoureuses arrêtées par divers instituts d'essais dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens (notamment en France par le C.E.R.A.H.).



## S.A. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité