

Rollator

Un déambulateur ou un Rollator est idéal pour les personnes souhaitant une assistance à la marche.

Vous apprécierez prendre un moment de repos pendant votre déplacement, emmener des provisions sur votre plateau ou dans le panier.

Quadri-light

largeur: 650 mm
hauteur: 805 - 930 mm
profondeur: 700 mm
hauteur siège: 610 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 7,2 kg
poids utilisateur: 130 kg
couleur: C29 - gris



286E

largeur: 590 mm
hauteur: 780 - 870 mm
profondeur: 644 mm
hauteur siège: 605 mm
largeur siège: 430 mm
poids: 11 kg
poids utilisateur: 120 kg
couleur: C59 - champagne



250

largeur: 480 mm
hauteur: 810 - 970 mm
profondeur: 550 mm
hauteur siège: 620 mm
largeur siège: 400 mm
poids: 6,5 kg
poids utilisateur: 120 kg
couleur: C59 - champagne



201 Delta

largeur: 630 mm
hauteur: 870 - 990 mm
profondeur: 580 mm
poids: 7 kg
poids utilisateur: 130 kg

