

9062 - 9063

Chaise de toilette

Cette chaise d'aisance classique avec rembourrage skai offre un confort et hygiène. Des accoudoirs fixes robustes et un dossier solide garantissent la qualité supérieure de cette chaise de toilette. Le dossier est enveloppant pour un meilleur confort d'assise, le rembourrage est doux au toucher et la distance entre le siège et le seau est minimale.



*Modèle 9063
Version réglable en hauteur*



Modèle 9062





Dossier enveloppant pour un meilleur confort d'assise



9063 - Hauteur pieds réglables



Rembourrage doux pour un contact corporel plus doux



Distance minimale entre le siège et le seu

Couleur de châssis



C86

Couleur de revêtement



Des produits conçus pour vous

VERMEIREN s'efforce toujours de trouver la meilleure solution disponible pour répondre à vos besoins personnels. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous aussi et en tant que tels, nous pouvons vous offrir les produits les plus récents. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, les **9062** et **9063** sont conformes aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés dans la plupart des pays européens.

Caractéristiques techniques 9062 - 9063

■ Largeur totale	620 mm
■ Hauteur totale	9062 : 835 mm - 9063 : 755 - 885 mm
■ Longueur totale	650 mm
■ Largeur d'assise	430 mm
■ Hauteur accoudoirs	215 mm
■ Hauteur d'assise	9062 : 475 mm - 9063 : 470 - 560 mm

■ Hauteur dossier	400 mm
■ Profondeur siège	450 mm
■ Poids	9062 : 8,35 kg - 9063 : 9 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	120 kg
■ Information additionnelle	CE

Measurements in mm and kg. Deviations in sizes and weight (15 mm and 1,5 kg) are possible Subject to technical alterations. Images for illustration purposes only. Certain features may be optional.

S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeireplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

VERMEIREN
we care for you