



Éprouver un nouveau sentiment de confort de siège

## Liberty Basic

Le coussins de VICAIR forme une percée dans le domaine ergonomique des coussins. Tous les experts sont d'accord au sujet que d'un coussin doivent s'adapter vers votre corps - et non l'inverse



Souvent, les gens ne pensent pas de leur position dans une siège. Toutefois, par une mauvaise position. Vous n'êtes pas confortable et vous risquez d'endommagements de peau et mal au dos.

Le coussin VICAIR Liberty BASIC partage votre poids dans la plupart de coussin et vous avez la possibilité de restez dans votre siège pour la plupart de temps. Le coussin VICAIR Liberty BASIC se forme vers les contours de votre corps et vous offre beaucoup de stabilité.

Le coussin VICAIR Liberty BASIC est équipé standard d'un housse d'incontinence avec une capacité ventilant à la quelle vous êtes plus confortable dans votre siège.



**NOUVEAU**



**Vector**

La conception du Vector fournit une surface de siège de forme anatomique, ce qui permet une immersion optimale et une stabilité fonctionnelle. Le réglage du nombre de cellules à puces™ dans les différents compartiments du vecteur, vous permet de créer la pression la plus efficace au niveau du bassin et des cuisses de l'utilisateur.

subcatégorie 4



**Liberty PT Active**

La répartition en deux compartiments freine la tendance toujours présente de glissement vers l'avant. Le compartiment avant est un bon frein aux forces de friction qui s'installent.

subcatégorie 3



**Liberty ST Basic**

Coussin universel à compartiment unique qui apporte un bon confort et une prévention adéquate à l'utilisateur dont le risque d'escarre est faible à moyen.

subcatégorie 1



**Adjuster**

Le modèle Adjuster apporte une solution individuelle à l'utilisateur souffrant d'une asymétrie morphologique fonctionnelle voir anatomique. La partie avant du coussin est divisée en 2 compartiments. Le remplissage de ces deux compartiments peut être adapté si le patient utilise son pied pour avancer.

subcatégorie 4

**NOUVEAU: SUBCATEGORIE 3**



**Positioner Plus**

Le Positioner Plus apporte une stabilité latérale supplémentaire par l'application de compartiments latéraux. Les mesures du Positioner Plus sont donc déterminées par la taille de l'utilisateur. La cuisse est bien soutenue par un compartiment latéral qui va jusqu'à l'avant.

subcatégorie 3



**Twin**

Un coussin de base excellent à usage universel. Pour une utilisation sur surface dure ou pour un utilisateur avec une morphologie asymétrique plus prononcée, nous conseillons le Twin 10. Si le fauteuil est équipée d'une assise souple, le Twin 6 représente une excellente alternative. La taille du Twin est déterminée par les mesures du fauteuil roulant.

subcatégorie 3



**Liberty PPS**

Est le coussin Liberty PT en combinaison avec le Stabilisateur Pelvien (PS). Cette combinaison unique offre un positionnement supérieur à l'utilisateur dont le risque d'escarre est moyennement élevé.

subcatégorie 3

**Stabilisateur Pelvien**

Le Stabilisateur Pelvien assure un rehaussement de l'assise sous les cuisses diminuant le risque de basculement du bassin vers l'arrière et réduisant les forces de friction, à condition que le coussin soit combiné avec un dossier de bonne qualité.

**S.A. Vermeiren S.A.**

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

