

V300 DL

La chaise manuelle légère
avec un maximum d'avantages



Le modèle pris en photo est configuré pour démonstration. Certains équipements peuvent être en option.



Pour plus de mobilité

Caractéristiques techniques V300 DL

largeur totale	largeur siège	largeur plié	inclinaison dossier	hauteur accoudoirs	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	pois utilisateur
600	390	320	0° - 10°	145 - 250	450 - 540	890 - 990	1000 - 1040	440 - 520	400	130
630	420	320	0° - 10°	145 - 250		890 - 990	1000 - 1040		400	130
650	440	320	0° - 10°	145 - 250		890 - 990	1000 - 1040		400	130
670	460	320	0° - 10°	145 - 250		890 - 990	1000 - 1040		400	130
690	480	320	0° - 10°	145 - 250		890 - 990	1000 - 1040		400	130
710	500	320	0° - 10°	145 - 250		890 - 990	1000 - 1040		400	130

pois	pente maxi en montée	pente maxi en descente	garde au sol	giration radius	roues avant	roues arrières
18,8	7°	10°	60	1500	200	22" - 24"

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

Equipements standards compris dans la version de base

- B18 - Arrête-talons
- B89 - B80 - Roues à rayons amovibles
- Poignées de poussées ajustables en hauteur
- B24 DL Coussin amovible (5cm) avec côté antidérapant
- B78 - Anti basculement arrière droit
- Monte-marche à gauche
- Plaques de repose-pieds réglables
- L44 - Dossier réglable en tension
- B90 - Barre de poussée
- B40 - Prolongateurs de frein


Caractéristiques



Anti basculement



Prolongateurs de frein



Poignées ajustables



Roues Quick Release

S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique
Tél.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94



www.vermeiren.com - info@vermeiren.be

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



VERMEIREN
Pour plus de mobilité