



Turios

L'électro la plus compacte

Le Turios est le fauteuil roulant électronique le plus compact. Avec sa puissante propulsion arrière il convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

La couleur, les roues et la position d'assise sont optionnelles ce qui signifie que le Turios est entièrement ajusté aux souhaits et aux besoins de l'utilisateur. En étant moderne et avec un siège confortable, tout le monde se sent bien dans ce fauteuil roulant **VERMEIREN**.



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



VERMEIREN
we care for you

Options Turios

Une ceinture de sécurité et anti-bascule sont montées en standard sur le **Turios**, tout comme les crochets d'arrimage. En outre, des options supplémentaires peuvent être ajoutées comme un support de béquille, un rétroviseur, des feux, porte-gobelet et porte-bagage.

Disponible en



Des produits conçus pour vous

Notre principe de base est simple : votre fauteuil roulant doit être adapté à vous, et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et apportent une réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

Tous les types de fauteuils roulants peuvent être adaptés, ont de nombreuses options et peuvent être entièrement personnalisés afin qu'il y ait un fauteuil roulant pour chaque personne. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le **Turios** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.



Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	580 - 640 mm
■ Longueur totale	1060 - 1070 mm
■ Hauteur d'assise	450 - 550 mm
■ Largeur d'assise	390 - 450 - 510 mm
■ Profondeur siège	380 - 510 mm
■ Hauteur dossier	550 - 585 mm

■ Batteries / Puissance	2x12V/38Ah/150W - 2x12V/50Ah/450W
■ Vitesse	8 km/h - 10 km/h
■ Rayon d'action	>25 km
■ Poids	105,8 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.