



V500 Light

NOTRE FAUTEUIL STANDARD

LE PLUS LEGER



VERMEIREN
we care for you



Notre plus léger

Plus léger que le V500, le V500 Light est notre fauteuil roulant le plus léger. Pour une utilisation temporaire ou permanente, il améliore le quotidien de l'utilisateur et facilite le transport et les transferts.

Hautement configurable

Étant de la famille V-série, le V500 Light offre une large gamme d'accessoires et d'options vous permettant de créer votre propre V500 Light selon vos besoins.



Accoudoirs amovibles sans outil



Repose-pieds escamotable intérieur extérieur
Repose-pieds amovibles



Leviers de frein pliants pour faciliter les transferts



Fauteuil pliant pour un transport et rangement simplifiés



Hauteur d'assise réglable



Profondeur d'assise réglable : 42 à 48 cm



Poignées de pousser et dossier réglables en hauteur



Angle d'assise réglable : 0° - 10°




Manchettes d'accoudoirs réglable en hauteur et profondeur



V500 Light

Coloris



Plus d'info



Des produits conçus pour vous

Notre principe de base est simple : votre fauteuil roulant doit être adapté à vous, et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et apportent une réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

Tous les types de fauteuils roulants peuvent être adaptés, ont de nombreuses options et peuvent être entièrement personnalisés afin qu'il y ait un fauteuil roulant pour chaque personne. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

Le **V500 Light** offre une large gamme d'accessoires et d'options. Consultez notre bon de commande.

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Hauteur totale	860 - 920 mm
■ Longueur totale	975 - 1035 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Hauteur accoudoirs	150 - 210 mm

■ Hauteur d'assise	470 - 530 mm
■ Hauteur dossier	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Profondeur siège	420 - 480 mm
■ Poids	15,5 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.