



# V500 ACTIVE

Fauteuil roulant design et léger  
**Roulez avec style !**



**VERMEIREN**  
we care for you



## LÉGÈRETÉ : À PARTIR DE 11,9 KG


Nos équipes de développement ont relevé un défi : rendre notre modèle phare, le V500 light, encore plus léger. Nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter le V500 Active, un fauteuil incroyable avec un poids plume à partir de 11,9kg mais aussi design et moderne grâce à ses équipements de qualité.

## V500 ACTIVE


Le fauteuil roulant V500 Active, est un modèle proposant de nombreux réglages mais aussi des options et accessoires permettant de répondre à tous les besoins des utilisateurs et à leur style de vie.

Conçu pour être personnalisable, chaque utilisateur aura la possibilité de composer le fauteuil qui lui ressemble et qui correspond aussi bien à ses besoins qu'à ses goûts. Il s'adaptera aussi bien aux utilisateurs en quête de sobriété et de discrétion qu'à ceux qui souhaitent un look sportif et dynamique.

Le V500 Active est la fusion du confort, de l'adaptabilité, de l'élégance et de la légèreté sur votre fauteuil roulant. L'équilibre entre ces différents éléments permet d'offrir à son utilisateur une solution de mobilité inégalée et un gain d'autonomie dans sa vie quotidienne.



**ANGLE D'ASSISE  
RÉGLABLE :**  
0° - 10°



**HAUTEUR D'ASSISE  
RÉGLABLE :**  
44\* - 47 - 50 - 53 CM



**PROFONDEUR D'ASSISE  
RÉGLABLE :**  
42 à 48 CM



**REPOSE-PIEDS  
AMOVIBLES,  
ESCAMOTABLES VERS  
L'INTÉRIEUR ET  
L'EXTÉRIEUR**

*\*Nécessite des roues arrière de 22"*



## POIGNÉES À POUSSER : 5 SOLUTIONS

- Poignées de poussée - fixes (12 cm)
- Poignées de poussée - fixes courtes (8 cm)
- Poignées de poussée pliables
- Poignées fixes réglables en hauteur (derrière le dossier)
- Poignées pliables réglables en hauteur (derrière le dossier)



## HAUTEUR DU DOSSIER

- 30 cm
- 35 cm
- 40 cm



## ACCOUDOIRS

Une large gamme d'accoudoirs est disponible pour correspondre à vos besoins et définir le look de votre fauteuil.

- B82S - Protège-vêtements (standard)
- B82 - Garde-boue sur protège-vêtements
- Bi5 - Accoudoir amovible réglable en hauteur
- Bi5A - Garde-boue incurvé amovible réglable en hauteur
- Bi5SA - Garde-boue droit amovible réglable en hauteur

## REPOSE-PIEDS

- Le V500 Active peut être équipé de repose-pieds ou de repose-jambes. Ils sont amovibles et escamotables à l'intérieur et à l'extérieur.

## FREINS

**A pousser**



**Sport**



## ROUES

- 11 modèles de roues arrière
  - 21 modèles de roues avant
- Pour s'adapter à votre environnement et à vos goûts





## COULEURS DISPONIBLES

Avec 5 coloris de châssis, donnez à votre V500 Active le style qui vous convient !



C86 Gris carbone



C79 Bleu clair



C89 Cuivre



C85 Vert clair



C76 Blanc

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Hauteur totale (pliée, dépend de la hauteur d'assise)	740 - 840 mm
■ Longueur totale	975 - 1035 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Partie la plus lourde	7,5 kg

■ Hauteur d'assise	440* - 470 - 500 - 530 mm
■ Hauteur dossier	300 - 350 - 400 mm
■ Profondeur siège	420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Poids (sans coussin)	à partir de 11,9kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

\*Nécessite des roues arrière de 22". Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

### VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

