



Inovys II *Evo*

Fauteuil roulant inclinable à
dossier réglable





Confort maximal

Lors de la conception d'un fauteuil roulant inclinable, notre priorité est le confort. Basé sur notre gamme à succès Inovys, ce fauteuil roulant offre également d'excellentes qualités anti-escarres. La conception d'Inovys II Evo est intelligemment pensée pour répondre aux

besoins individuels. Nos nombreuses années d'expérience garantissent une polyvalence, des possibilités de réglage infinies et un confort en plus d'un design rafraîchi.



Inclinaison dans

Le soulagement de la pression est un avantage important d'Inovys II Évo. Le système d'inclinaison dans l'espace tourne en douceur autour du centre de gravité de l'utilisateur sans étirer la peau de l'utilisateur. Autres bénéfiques: inclure une meilleure circulation sanguine, moins de pression sur articulations ou muscles, et une meilleure santé de la colonne vertébrale.

Ajustements personnalisables

Au fil de la journée, de l'utilisation et de l'évolution de l'utilisateur, les possibilités de réglage sont indispensables pour répondre aux besoins et apporter du confort. Notre système sans outil permet des changements pour offrir un confort à la fois à l'utilisateur et au soignant.



Poignées de poussée réglables en hauteur sans outils supplémentaires

Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur et en profondeur. Profondeur d'assise réglable

Repose-jambes réglables en hauteur
Reposes-pieds inclinables
Ajustement du soutien du mollet



Conçu avec soin

Inovys II Evo offre un excellent confort avec ses coussins d'assise et de dossier réglables préformés. D'autres formes et configurations de coussins sont également disponibles pour garantir un ajustement individuel à chaque utilisateur.

Votre histoire, votre configuration

Non seulement la chaise lui permet de varier sa configuration et sa position actuelle. Inovys II Evo s'adapte au mieux aux besoins des utilisateurs grâce à notre large gamme d'options et d'accessoires. Pour répondre à de nouveaux besoins, des éléments individuels peuvent être interchangeables même après la première configuration. Une chaise créée pour et par vous.

Couleur



C89 - Cuivre

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	630 - 680 - 730 mm
■ Hauteur totale	990 - 1060 mm
■ Longueur totale	1010 - 1050 mm
■ Largeur d'assise	400 - 450 - 500 mm
■ Inclinaison d'assise	0° - 21°
■ Inclinaison dossier	0° - 54°



Disponible en version E (assise et dossier réglables électriquement)



Version T30 - Disponible en version transit avec Roues arrière T30



B74 - Compatible avec les freins (et sécurité) pour le personne accompagnatrice



B66MAL - Accoudoir hémiplegique réglable en option pour le côté gauche ou droit

■ Hauteur d'assise	460 - 530 mm
■ Hauteur dossier	550 - 585 mm
■ Profondeur siège	460 - 520 mm
■ Poids	36 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	135 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeireplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



E.R.: VERMEIREN Group N.V., Vermeireplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 10/2021

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

VERMEIREN
we care for you