



GEMINI 2



L'alliance du confort et de la simplicité.
La **Gemini 2**, entièrement réglable et personnalisable,
est le compagnon idéal pour les sorties
en famille ou les interactions à domicile.



Contrôle du positionnement facile et intelligent

- Une posture correcte, même à un très jeune âge, est importante. Grâce à notre large gamme d'accessoires, vous pouvez adapter la **Gemini 2** pour un positionnement optimal.

Les ajustements incluent :

- Maintien de la tête
- Maintien du tronc
- Maintien des hanches
- Maintien des pieds



Changement postural efficace

■ Qu'il s'agisse d'une utilisation de courte ou de longue durée, un changement de posture au cours de la journée est indispensable pour votre enfant. Que ce soit pour soulager les points d'appui, favoriser la circulation sanguine ou simplement pour le confort.

Vous aimez être en contact visuel permanent avec votre enfant ? Votre enfant préfère voir et explorer le monde ? qui se trouve devant lui ? Inversez facilement le siège grâce au système intelligent **ReverSeat**.



Créez votre propre Gemini

- Personnalisez et ajustez complètement votre **Gemini 2** avec une large gamme d'options et d'accessoires.



Tablette U90



Couleurs des revêtements et du châssis



Noir et gris



Bleu et gris



Vert et gris



Violet et gris



3D Net bleu et noir



Couleur du châssis : Noir mat



Couleur du châssis : Gris souris

Facile à utiliser

- Configurez et ajustez facilement votre **Gemini 2** grâce au système intelligent sans outil, reconfigurez vous poussette en quelques secondes.

La **Gemini 2** a été dessinée pour être compacte, facile à plier et à transporter.



Dossier réglable en hauteur



Pliage facile



Frein à pédale



Barre de poussée réglable



Repose-pieds réglables



Système ingénieux 2 en 1

- 2 utilisations avec un seul siège : une chaise d'intérieur réglable en hauteur et une poussette. En utilisant l'option châssis d'intérieur U82, vous pouvez rapidement y installer le siège de votre poussette. Vous transformez ainsi votre poussette en une chaise d'intérieur, pour de nombreuses activités amusantes et une utilisation autour de la table à manger.





Roues avant 8" gonflables/Bandages



Roues arrière 12" gonflables/Bandages



Coussins pour cales hanches 2 cm - B28A
Coussins pour cales hanches 4 cm - B28B



Coussins pour cales tronc 2 cm - B28C
Coussins pour cales tronc 4 cm - B28D



Plot d'abduction - U53



Panier shopping - U61



Couvre-jambes - U62



Capote - U67



Blocage de roue directionnel - U68



Barre de maintien - U64

Barre de poussée
réglable à 180°

Capote pliable
et amovible - U67



Harnais de sécurité

Appui-tête
réglable - U72


Accoudoirs tubulaires

Support latéral
(hanches/tronc) - U69

Roues arrières bandages ou gonflables

Accédez au mini-site GEMINI





Support oxygène - U70



Cousin de stabilisation du tronc - U71




Accoudoirs tubulaires - U84




Cales tronc réglables - U85



Châssis d'intérieur - U82



Cales hanches réglables - U86



Petits cales hanches pour le tronc - U87



protection de tube - U88



Cousin lombaire - U89



Tablette PVC - U90



Cale-pied - U91



Données techniques Gemini 2 (pour les modèles avec une largeur de siège de 320 et 400 mm)

■ Largeur totale	620 mm & 690 mm
■ Hauteur totale	1200 mm & 1275 mm
■ Longueur totale	950 mm & 1060 mm
■ Largeur repliée	620 mm & 690 mm
■ Largeur du siège	320 mm & 400 mm
■ Hauteur des accoudoirs	200 mm

■ Hauteur du siège	510 mm
■ Hauteur du dossier	520 - 640 mm & 650 - 780 mm
■ Profondeur de l'assise	300 - 360 mm & 380 - 430 mm
■ Poids	18 kg & 27 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	35 kg & 50 kg
■ Information supplémentaires	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Sur le plan de la qualité, **Gemini 2** répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays.



S.A. VERMEIREN S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.