

# Eclips AD

FAUTEUIL MANUEL STANDARD & LÉGER

Le 1er fauteuil roulant à largeur d'assise réglable. L'Eclips AD est équipé d'origine d'un croisillon télescopique pour un réglage de la largeur d'assise permettant de couvrir les demandes de la taille 390 à 500 mm avec un seul et même fauteuil.



**C29**  
gris

Ce fauteuil léger à dossier fixe est équipé d'un revêtement nylon noir rembourré confortable, de roues arrière alu 24" Krypton à démontage rapide et réglables en hauteur, et de roues avant 200x35 Krypton, de repose pieds escamotables, rabattables et réglables en profondeur, d'accoudoirs crantés design rabattables et démontables.

**LE + VERMEIREN**

6 tailles avec un seul  
et même fauteuil


ECLIPS AD



Réglez vous même la largeur d'assise



Assise et dossier  
réglables en tension



590		390								
620		420								
640	300	440	220	430-530	420-460	390-460	420	1040	17	130
660		460								
680		480								
700		500								

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

