

# Vera

## Planche de transfert



**Vera est une planche de transfert avec un système de rotation à 360°. Vera vous facilite le transfert de votre fauteuil roulant vers les toilettes ou votre baignoire.**

Le plateau tournant est équipé d'une surface antidérapante pour votre sécurité pendant le transfert. Vous assemblez la planche facilement sur le bord de votre baignoire sans l'utilisation des outils!

■ Largeur totale	350 mm
■ Longueur totale	730 mm
■ Hauteur totale	175 mm
■ Diamètre disque pivotant	325 mm
■ Poids	3,75 kg
■ Poids max. de l'utilisateur	130 kg
■ Couleur(s)	blanc
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

