

## Informations techniques

■ Largeur totale	570 mm
■ Longueur totale	1185 mm
■ Hauteur totale	1150 mm
■ Hauteur d'assise	450 - 500 mm
■ Giration	2900 mm
■ Batteries	2 x 12V - 38Ah/50Ah

■ Rayon d'action*	30 - 37 km
■ Puissance	320 W
■ Vitesse*	10 km/h
■ Poids	75 kg
■ Poids utilisateur	140 kg
■ Information additionnelle	CE

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. \* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## Options disponibles



Porte-Béquilles



Housse de protection



Rétroviseur (standard)



Panier (standard)



Rampes

### Prescription Médicale :

**4252158**

**Scooter Electrique Modulaire, Vermeiren, Eris**

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)

Pour plus d'informations contactez votre revendeur :



**VERMEIREN**  
we care for you





Le scooter **ERIS** est un scooter extrêmement polyvalent qui sera aussi à l'aise à l'extérieur grâce à son confort de conduite et sa capacité de franchissement qu'à l'intérieur grâce à sa taille compacte et son rayon de braquage réduit.

- Longueur et largeur réduites, ce qui en fait un des scooters les plus compacts du marché dans sa catégorie et le rend particulièrement maniable en intérieur.
- Moteur puissant idéal pour l'extérieur.
- Siège pivotant avec 2 hauteurs d'assise au choix et dossier rabattable.
- Accoudoirs réglables en largeur et rabattables.
- Éclairage à LED à l'avant et à l'arrière, clignotants, warning et feu de stop.
- Pneumatiques gonflables pour encore plus de confort.
- Guidon ergonomique, commande analogique programmable facile à utiliser.
- Coupe-circuit à l'arrière, idéal notamment pour le transport aérien
- Colonne de direction réglable en inclinaison
- Rétroviseurs inclus de série
- Roulettes arrières de protection



coloris gris argenté



coloris rouge