

Goliat

XXL ROLLATOR



Largeur	650 mm
Longueur (dépliée)	750 mm
Largeur siège	550 mm
Hauteur siège	490 - 560 mm
Profondeur siège	410 mm
Poignées de poussée réglables en hauteur	830 - 1020 mm
Freins	Frein multifonction
Poids	10,7 kg
Poids utilisateur	200 kg
Charge maxi du panier	5 kg
Roues	8"
Couleur	rouge/argent

Sous réserve de modifications techniques.
Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

N.V. Vermeiren N.V. - Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout - Belgique

Tel.: +32 (0)3 620 20 20 - Fax: +32 (0)3 666 48 94 - info@vermeiren.be - website: www.vermeiren.com

Pour plus de mobilité