



Goliat

Rollator XXL jusqu'à 200 kg

Goliat est un déambulateur à quatre roues pouvant supporter un poids maximal de 200 kg. L'assise est équipée d'un coussin en mousse intégré. Cela signifie plus de confort. Le réglage en hauteur de l'assise est également très facile. Au fond, il y a un sac où vous pouvez stocker les choses nécessaires. Vous pouvez également plier le rollator. Ce déambulateur est équipé en standard d'une ceinture de hanche.

■ Largeur totale	650 mm
■ Longueur totale	750 mm
■ Hauteur d'assise	490 - 560 mm
■ Largeur d'assise	470 mm
■ Profondeur d'assise	410 mm
■ Poignées réglables en hauteur	830 - 1020 mm
■ Freins multifonctions avec verrouillage	
■ Poids	10,7 kg
■ Poids max. de l'utilisateur	200 kg
■ Charge max. du panier	5 kg
■ Couleur(s)	rouge/argent
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



VERMEIREN
we care for you

