

Club



VERMEIREN
we care for you

Club

Notre modèle CLUB est l'aboutissement de 65 ans d'expertise dans la fabrication de lits médicalisés.

Son design a été conçu avec la volonté de placer les utilisateurs, installateurs et professionnels de santé au cœur de son concept.

Ce lit à colonne apportera tout le confort possible à son utilisateur.


Ajustez le lit Club électriquement avec ses 3 vérins Linak™. Sa hauteur est réglable selon les besoins de son utilisateur et du professionnel de santé pour les soins ou les transferts.



LINAK 
WE IMPROVE YOUR LIFE



La télécommande est facile à utiliser pour le patient comme pour le soignant. Chaque fonction peut être verrouillée individuellement pour plus de sécurité.



Les 4 roues peuvent être freinées pour une plus grande stabilité.



La potence permettra une plus grande indépendance afin que le patient puisse se soulever, se repositionner dans le lit ou s'aider pour le transfert.

Club

Pour vous procurer le meilleur confort et s'adapter à vos besoins, votre lit Club est entièrement configurable.

Découvrez les possibilités ci-dessous.




Sommier



Lattes en métal

Crémaillère



Crémaillères incluses

Barrières



Barrières métal



Barrières bois



Demi-barrières (métal ou bois)



Livré sur Kit de transport

Options

Habillage extérieur complet bois pour panneaux

Avec cet habillage extérieur, le mécanisme ne sera plus visible et le lit s'intégrera encore plus facilement dans une chambre.



Porte serum

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Club** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	1005 mm
■ Hauteur totale (sans potence de levage)	834 - 1262 mm
■ Longueur totale	2125 mm
■ Hauteur mini-maxi (sans matelas)	350 - 760 mm
■ Relève-buste	69°
■ Angle maximum pour la partie supérieure des jambes	20,7°

■ Angle maximum pour la partie inférieure des jambes	-16,5°
■ Charge nominale de la potence	80 kg
■ Poids	60,8 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	165 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

