





Grâce à des années d'expérience dans la conception de fauteuils roulants, nous sommes en mesure de proposer des produits convenant aux utilisateurs les plus jeunes et à leurs parents.

Le design de l'Inovys Junior a été pensé pour être personnalisable selon les besoins de son utilisateur. ce fauteuil combine confort et adaptabilité **avec de très nombreuses possibilités de réglages** en plus de son design moderne.

Une excellente gestion du positionnement

Pour un usage sur le court ou sur le long terme, la gestion du positionnement tout au long de la journée est fondamentale pour nos utilisateurs. Que ce soit pour limiter ou modifier les points de pression, pour améliorer la circulation sanguine ou juste pour du confort, vous pouvez facilement ajuster le positionnement selon vos besoins.

Les vérins offrent une inclinaison précise et confortable pour l'utilisateur comme pour son accompagnant.

Une infinité de réglages

La configuration et l'ajustement n'interviennent pas uniquement à la configuration du fauteuil. Tout au long de son utilisation, en fonction de la croissance de l'enfant ou même tout au long de la journée, les possibilités d'ajustement vous permettent de conserver un fauteuil totalement adapté aux besoins de son utilisateur et à son confort.

Une solution de confort optimale

L'Inovys Junior propose des coussins d'assise et de dossiers préformés disponibles en plusieurs versions.



Une configuration individualisée

En plus de ses différents réglages, l'Inovys Junior peut être équipé de nombreuses options et d'accessoires lui permettant

d'adapter sa configuration aux besoins et aux goûts de l'enfant.



Consultez notre site internet pour plus d'informations sur les options.



Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	580 mm
■ Hauteur totale	990 - 1060 mm
■ Longueur totale	1050 mm
■ Angle d'assise	0° - 21°
■ Largeur d'assise	350 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	220 - 320 mm

■ Hauteur d'assise	390 - 450 mm
■ Hauteur dossier	550 - 750 mm
■ Profondeur siège	350 - 470 mm
■ Poids	36 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

